

Manuel d'installation du projet EMGS 26

- Rédigé par Kaan

Informations importantes

- **Version de VirtualBox** : 7.2.8
- **Version du projet EMGS 26** : 1.0 (rendue en 2026)
- **Systèmes supportés** : Windows 10 et Windows 11 uniquement

Matériel requis


- Routeur **TP-LINK AX1500 Gigabit Wi-Fi 6**
- Système embarqué avec **ESP32** et capteurs
- PC pour le kinésithérapeute
- Téléphone ou PC secondaire pour le patient

— Sommaire —

Configuration du réseau	4
Installation de VirtualBox	7
Installation de EMGS 26	11


Configuration du réseau

1. Pour commencer, veuillez à avoir l'architecture suivante:




Manuel d'installation du projet EMGS 26

2. Rendez vous sur <http://192.168.0.1/> et entrez le mot de passe du routeur




3. Ensuite rendez vous dans **Advanced**



Manuel d'installation du projet EMGS 26

4. Puis dans la section **Quick Setup** rendez vous dans **DHCP Server**



5. Puis dans Primary DNS rentrez: **192.168.0.130**

Primary DNS:

(Optional)

La partie configuration du réseau est maintenant terminée


Installation de VirtualBox

1. Pour commencer cliquez ici:




<https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.8/VirtualBox-7.2.8-173730-Win.exe>

Afin de télécharger l'exécutable de virtualbox


2. Suivez les étapes de l'installation:




Manuel d'installation du projet EMGS 26




Manuel d'installation du projet EMGS 26



Puis patientez



Et une fois l'installation terminée vous aurez cette interface:



Cliquez alors sur terminer.

3. Maintenant que l'application VirtualBox est installée, rendez vous dans ce dossier: **C:\Users\NOM_PC\VirtualBox VMs** et collez le dossier qui vous sera transmis par le technicien.
4. Vous pouvez maintenant fermer le dossier



La partie installation de VirtualBox 7.2.8 est maintenant terminée

Installation de EMGS 26

1. Pour commencer, téléchargez le lanceur de l'application EMGS 26 via ce lien:
<https://raw.githubusercontent.com/EMGS26/launcher/main/Launcher.exe>
2. Maintenant cliquez sur le fichier Launcher.exe afin de lancer l'application


 Launcher.exe	08/06/2026 16:06	Application	2 617 Ko
--	------------------	-------------	----------

3. Il se peut que votre antivirus windows détecte une anomalie, autorisez l'accès.



Manuel d'installation du projet EMGS 26

4. Enfin, l'application lancée ressemble à ça:



```
=====  
VM_Kine Launcher  
=====
```

Etat : ARRETEE

1. Demarrer la VM
2. Arrêter la VM
0. Quitter

Choix >

Rentrez: "1" afin de démarrer l'application

5. Une fois l'application démarré, félicitation vous avez accès à l'application EMGS 26 via votre navigateur avec les liens suivant:
- <http://dashboard.kine> -> Interface de gestion pour le kiné
 - <http://patient.kine> -> Interface patient
 -

La partie installation du lanceur de EMGS 26 est maintenant terminée